

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects copyrights-free medical documents for non-lucrative use.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to contact all the authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on: facadm16@gmail.com

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



Chapitre II:

Méthodes d'étude de la cellule

Conçu par
Mme F. Foukrache

Année universitaire 2016-2017

Objectifs principaux

Objectif 1: Citer les instruments d'observation des cellules

Objectif 2: Nommer les techniques utilisées.

Objectif 3: Associer l'instrument d'observation et la technique préparatoire de l'échantillon approprié à l'objectif recherché.

Objectifs spécifiques

A - Les microscopes photoniques

1 - Le microscope photonique à fond clair

Objectif 1 : Définir la notion de pouvoir séparateur.


Objectif 2 : Donner le principe de fonctionnement du microscope photonique à fond clair (microscope optique)

Objectif 3 : Indiquer les domaines de son application.

Objectif 4 : Citer les étapes préparatoires d'un échantillon en vue d'une observation au microscope à fond clair (la technique histologique).

Objectif 1 : Définir la notion de pouvoir séparateur


Echelle des dimensions dans le monde du vivant



Objectif 1 : Définir la notion de pouvoir séparateur

Notion de pouvoir séparateur = limite de résolution

- C'est la capacité de l'œil à distinguer nettement 2 points très rapprochés, il est égal à **0,2 mm**



- Organismes de taille plus petite → **Invisibles**
- Nécessité d'utiliser des **instruments** destinés à observer de petits objets dont un système de **lentilles (optiques, électroniques)** fournit une image agrandie

Ces instruments = les microscopes

Moyens d'étude des cellules




Le microscope optique
ou photonique

Le microscope électronique

Microscope = instrument qui grossit de nombreuses fois l'image des objets trop petits pour voir à l'œil nu

Objectif 1 : Définir la notion de pouvoir séparateur



Echelle des dimensions dans le monde du vivant

Les premiers microscopes optiques



Cuff 1760




1751

Objectif 2 : Donner le principe de fonctionnement du microscope photonique à fond clair



Objectif 2 : Donner le principe de fonctionnement du microscope photonique à fond clair

Principe de la transmission des photons



Le M O est un système **optique à lentilles** dont le but est d'obtenir une image **agrandie** de l'échantillon à observer

Objectif 2 : Donner le principe de fonctionnement du microscope photonique à fond clair

Observation par transmission





Schéma montrant le chemin suivi par le faisceau de photons

Objectif 2 : Donner le principe de fonctionnement du microscope photonique à fond clair

Principe de fonctionnement du M O



Résultat : image en couleur

Objectif 3 : Indiquer les domaines d'application de la microscopie photonique


Description structurale des tissus et des cellules ;

- Taille , Forme cellulaire et tissulaire
- Forme et position des noyaux


Epithélium intestinal



Tissu musculaire cardiaque



Epithélium de l'épididyme




Objectif 3 : Indiquer les domaines d'application de la microscopie photonique


Épithélium de la trachée




cellule nerveuse



Frottis sanguin humain




Paramécie
organisme
unicellulaire



Objectif 3 : Indiquer les domaines d'application de la microscopie photonique

La microscopie photonique est utilisée pour l'observation de différentes formes bactériennes après coloration de Gram



Objectif 4 : Citer les étapes préparatoires d'un échantillon en vue d'une observation au microscope à fond clair (la technique histologique).

Les étapes de la technique histologique:

- Prélèvement de l'organe à étudié .
- Fixation chimique : **figer (conserver)** les structures cellulaires tel quelles étaient à l'état du vivant .
- Déshydratation : enlever l'eau intracellulaire .
- Inclusion : imprégner le tissu dans la paraffine
- Microtomie : obtenir des coupes de l'ordre de 2- 10µm
- Coloration chimique : augmenter les contrastes naturels faibles (**images colorées**)


Procédé de la technique histologique



6



Observation de la préparation
au microscope photonique



Le **grossissement G total** du **microscope** qui a permis de réaliser l'observation est égal au **produit** du grossissement de l'objectif par le grossissement de l'oculaire .
G total = G de l'objectif X G de l'oculaire



Objectifs spécifiques

2 - Le microscope photonique à fluorescence

Objectif 1 : Donner le principe de fonctionnement du microscope optique à fluorescence.

Objectif 2 : Déterminer les domaines de son utilisation.

Objectif 3 : Définir un fluorochrome ou fluomarqueur .

Objectif 4 : Citer des exemples de fluomarqueurs utilisés (fluorescéine, rhodamine)

Objectif 5 : Citer des exemples de composés cellulaires détectables en microscopie à fluorescence.


Objectif 1 : Donner le principe de fonctionnement du microscope optique à fluorescence

Le MP à fluorescence = MO qui détecte une lumière fluorescente



Objectif 1 : Donner le principe de fonctionnement du microscope photonique à fluorescence

Décomposition du Spectre de la lumière visible




Chaque couleur du spectre visible correspond à une longueur d'onde déterminée

Objectif 1 : Donner le principe de fonctionnement du microscope photonique à fluorescence


Interaction
lumière --
fluorochrome

Lumière
d'excitation

Lumière
d'émission





Formation de l'image fluorescente



Objectif 1 : Donner le principe de fonctionnement du microscope photonique à fluorescence

Optique simplifiée du microscope à fluorescence



Ce type de microscope, permet de visualiser la **fluorescence** émise par les **marqueurs fluorescents** introduits dans l'échantillon à étudier . **Un jeu de filtres est indispensable**

Objectif 1 : Donner le principe de fonctionnement du microscope photonique à fluorescence

Le MO à fluorescence est équipé de :

① Lampe Source de lumière


② 1 Filtre d'excitation → Sélectionne la **longueur d'onde incidente** qui va **excitée(absorbée)** le **fluorochrome**

③ Un miroir dichroïque → Réfléchi la **longueur d'onde incidente** vers la préparation

⑥ 1 filtre d'émission → Sélectionne la **longueur d'onde émises** par le **fluorochrome**




Objectif 1 : Donner le principe de fonctionnement du microscope photonique à fluorescence

Trajet de la lumière qui éclaire l'échantillon (lumière d'excitation) et de la lumière transmise à l'oculaire (lumière d'émission)



Objectif 1 : Donner le principe de fonctionnement du microscope photonique à fluorescence

Exercice : ordonner les représentations ci-dessous




Objectif 2 : Définir un fluorochrome ou fluo marqueur

Définition d'un fluorochrome : c'est une substance chimique excitable par la lumière. Elle est capable d'absorber une énergie lumineuse haute dite **lumière d'excitation** et de la réémettre sous forme d'une lumière d'énergie plus faible dite **lumière de fluorescence**.


- Chaque molécule fluorescente (fluorochrome= fluorophore) a des spectres d'excitation et d'émission qui lui sont propres .

Objectif 3 : citer des exemples de fluorochromes

| Fluorochromes | Rhodamine | Fluorescéine | DAPI |
|----------------------|-----------|--------------|------|
| Lumière d'excitation | vert | bleu | UV |
| Lumière d'émission | rouge | vert | bleu |



Observation
en utilisant le
jeu de filtres
spécifiques à
la **rhodamine**



Observation
en utilisant le
jeu de filtres
spécifiques à
la **fluorescéine**

Objectif 4 : Déterminer les domaines d'application de la microscopie à fluorescence

- Le microscope en fluorescence permet de visualiser des objets qui sont naturellement fluorescents (chlorophylle, vitamine A, B2, B6, E...), ou des molécules rendues fluorescentes pour mieux les observer et éventuellement suivre leur parcours.
- Etudier au niveau cellulaire et moléculaire les structures biologiques, leur fonctionnement et leurs interactions (division cellulaire, motilité, transport, sécrétion, communication neuronale, etc.).
- Elle s'applique maintenant en routine dans le domaine du diagnostic médical, de la recherche biomédicale et pharmaceutique, en microchirurgie, cancérologie


Objectif 5 : Citer des exemples de composés cellulaires détectables en microscopie à fluorescence

Application de la technique de fluorescence

Pour induire la fluorescence, les **molécules fluorescentes** (**fluorochromes**) sont liées à des **AC** qui vont se fixer spécifiquement sur les molécules recherchées (**AG**) selon **le principe de la réaction immunitaire AC-AG** ce qui rendra facile la détection des complexes **AG - AC**

➔ **Technique d' immunofluorescence ou d'immuno-marquage .**


Objectif 5 : Citer des exemples de composés cellulaires détectables en microscopie à fluorescence



Lumière d'excitation



Lumière d'émission

AC marqué à la fluorescéine



Objectif 5 : Citer des exemples de composés cellulaires détectables en microscopie à fluorescence.


1 – Détecter et Suivre la fluidité des **protéines membranaires** (expérience de Fry – EDIDIN P.35)



Résultats : déplacement des protéines par **diffusion latérale** dans le plan membranaire .

Objectif 5 : Citer des exemples de composés cellulaires détectables en microscopie à fluorescence.



2 - Détecter , localiser , quantifier des protéines cellulaires comme les hormones, récepteurs, **les protéines du cytosquelette**



Distribution des
éléments du
cytosquelette dans le
hyaloplasme d'une
cellule eucaryote

2 -Détection, localisation et quantification de protéines cellulaires (hormones, récepteurs, **Cytosquelette....**)

Mitose observée au microscope à fluorescence en utilisant plusieurs fluorochromes (bleu les chromosomes ,rouge les microfilaments d'actine ,vert les microtubules)





Répartition des éléments du cytosquelette dans des cellules en division (microfilaments d'actines en vert , microtubules en rouge) noyau en bleu par DAPI

Objectif 5 : Citer des exemples de composés cellulaires détectables en microscopie à fluorescence.

2 -Détection, localisation et quantification de protéines cellulaires (hormones, récepteurs, **Cytosquelette**....)

Répartition des éléments du cytosquelette dans des cellules **nerveuses**



Visualisation des mitochondries (AC anti – ATP synthase marqué à la **rhodamine**)

Objectifs spécifiques

B – les microscopes électroniques

1 - le microscope électronique à transmission

Objectif 1 : Donner le principe de fonctionnement du microscope électronique à transmission (MET).

Objectif 2 : Déterminer les domaines de son utilisation.

Objectif 3 : Citer les étapes préparatoires d'un échantillon en vue de sa caractérisation ultrastructurale (technique des coupes minces et contraste positif).

Objectif 4 : Lister les différents procédés de contraste électronique (coloration positive, négative, autoradiographie).

Objectif 5 : Indiquer l'apport de chaque procédé de contraste électronique dans l'analyse morphologique d'un échantillon.

Les microscopes électroniques

Le microscope électronique à transmission ou **MET**




Le microscope électronique à balayage ou **MEB**



Observation sous vide

1- Le microscope électronique à transmission

Echelle d'observation du vivant




Un pouvoir de résolution 200 000 fois supérieur à celui de l'œil humain ; de **0,2 nm (2 Å)** et même jusqu'à 10 Å pour certains MET .

Objectif 1 : Donner le principe de fonctionnement du microscope électronique à transmission (MET).



Schéma MET en coupe p.24



haute tension
(100 000 volts)

vide poussé
(10^{-5} mm Hg)

faisceau
d'électrons

objet à observer

électro-
aimants

fenêtre
d'observation


écran
fluorescent

plaque
photographique

Principe de fonctionnement du MET.

Objectif 1 : Donner le principe de fonctionnement du microscope électronique à transmission (MET).


Principe de transmission des électrons



Le microscope électronique à transmission (MET) fait passer le **faisceau d'électrons** à travers une **coupe ultra-fine** d'un échantillon biologique. Ce faisceau est ensuite considérablement agrandi par des **lentilles électromagnétiques** et vient finalement former une **image sur un écran** ou sur un film photographique

Objectif 1 : Donner le principe de fonctionnement du microscope électronique à transmission (MET)


Principe de fonctionnement du MET



Résultat : image en noir et blanc


Objectif 1 : Donner le principe de fonctionnement du microscope électronique à transmission (MET).

Principe de **transmission** dans le MO et dans le MET




Objectif 2 : Déterminer les domaines de son utilisation.

**Observation au
MET à fort
grossissement**



**Observation à
faible
grossissement**



Objectif 2 : Déterminer les domaines d'utilisation du MET

- A permis de découvrir **l'ultrastructure** de la cellule révélant avec précision l'existence d'organites cellulaires: noyau , mitochondries , lysosomes , vacuoles , vésicules , appareil de golgi , RE , ribosomes , cytosquelette centrioles...après **coloration positive**
- **L'aspect morphologique** de microorganismes (bactéries ..) de virus, d'organites cellulaires par **coloration négative**
- Suivre la cinétique d'un métabolisme cellulaire par **autoradiographie**

Objectif 3 : Citer les étapes préparatoires d'un échantillon en vue de sa caractérisation ultra structurale (technique des coupes minces et contraste positif) .

La Technique des coupes minces + contraste positif /
Technique cytologique p. 29

Principe : réaliser des coupes ultrafines permissives aux faisceaux d'électrons et aux sels de métaux lourds .

Objectif 3 : Citer les étapes préparatoires d'un échantillon en vue de sa caractérisation **ultra structurale** (technique des coupes minces et contraste positif) .

Les étapes de la technique de coupes minces

Le principe et le procédé sont les mêmes que pour la technique histologique , la différence est dans les **produits** et les **outils** utilisés .

- Fixation double aux aldéhydes + tetroxide d'osmium .
- Déshydratation à l'alcool + solvant de la résine
- Inclusion / imprégnation à la **résine**
- Coupes **ultrafines de 300–600Å** sur **Ultramicrotome**
- Coupes étalées sur **grille** métallique(en cuivre)
- **Contraste** aux **sels de métaux lourds** , tel l'acétate d'uranyl et le citrate de plomb ...
- Observation en **noir et blanc**


Microtomisation



Ultra microtome




Blocs de résine
+ échantillon



Coupes
ultrafines
de 500 Å



Récupération des coupes sur grille



Les atomes majeurs de la matière biologique sont transparents aux électrons d'où la nécessité d'utiliser des **sels de métaux lourds** .

Contraste aux sels de métaux lourds

ou **Contraste positif** (contrastes d'intensités entre noir et blanc)